

Кроличье Поликлональное Антитело К Фосфо-Pdgfrb (Tyr751) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P09619

Артикул: CM0001646



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к фосфо-PDGFRB (Tyr751). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с белком человека и мыши. Идеально для изучения сигналинга PDGFRB в сердечно-сосудистом развитии и пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Фосфо-PDGFRB-Y751 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; Фосфо-PDGFRB-Y751
Вид	Человек
GeneID (человек)	5159
GeneID	5159
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y751 человеческого PDGFRB (NP_002600.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P09619
Молекулярная масса белка	124 кДа
Доставка	В пакете со льдом