


Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Pdgfrb (Y1021) Для ВБ, Ифа - P09619

Артикул: CM0000765



введение

Кроличье поликлональное антитело, распознающее фосфорилированный PDGFRB в положении Y1021, валидировано для вестерн-блота и ИФА в пробах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнального пути PDGF в сосудистой биологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PDGFRB-Y1021 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; Phospho-PDGFRB-Y1021
Вид	Человек
ID гена (человек)	5159
ID гена	5159
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области Y1021 человеческого фосфо-PDGFRB-Y1021 (NP_002600.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P09619
Молекулярная масса белка	124 кДа
Доставка	Хладопакет