

Кроличий Поликлональный Антитело Против Фосфорилированного Pdha1-S293 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P08559

Артикул: CM0000892



введение

Высокоспецифичное кроличье поликлональное антитело, направленное против фосфорилированного PDHA1 (серин 293). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований митохондриального метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PDHA1-S293 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; Phospho-PDHA1-S293
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5160
ID гена	5160
Иммуноген	Синтетический пептид / Синтетический фосфорилированный пептид в области S293 человеческого PDHA1 (NP_000275.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08559
Молекулярный вес белка	43кДа
Доставка	Сумка со льдом