

Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-PI3 Киназы P55-Гамма (Pik3R3) Для Вестерн1 Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q92569

Артикул: CM0001251

введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к фосфорилированной PI3 киназе p55-гамма (PIK3R3) по остатку Y199. Валидировано для Вестерн блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Реагирует с белками человека и мыши. Идеально для исследований инсулиновой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PI3 киназа p55-Y199 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	PIK3R3; Фосфо-PI3KP55γ-Y199
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8503
GeneID	8503
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y199 человеческой PI3 киназы p55 (NP_001107644.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q92569
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом