

Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфо-PI3K P85A/P55Г/P85B (Y467/Y199/Y464) Для ВБ, Ифа - P27986 / O00459 / Q92569

Артикул: CM0001364



введение

Кроличья поликлональная антитело выявляет фосфорилированные регуляторные субъединицы PI3K p85α (Y467), p55γ (Y199) и p85β (Y464). Валидирована для ВБ и ИФА с перекрестной реактивностью с человеком, мышью и крысой. Идеально подходит для изучения сигнальных путей PI3K/AKT.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y199/Y464, кроличья поликлональная антитело
Примечания/синонимы	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3; Phospho-PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y199/Y464
Вид	Человек
ID гена	5295/5296/8503
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Молекулярная масса белка	42-54 кДа/81-84 кДа
Доставка	С пакетом со льдом