


Поликлональное Антитело Против Фосфорилированного Pka C-Альфа (Prkaca)-S339 Для Wb, Ip, Elisa - P17612

Артикул: CM0000437



введение

Кроличье поликлональное антитело против фосфорилированного PKA C-альфа в положении Ser339, валидированное для WB, IP, ELISA в образцах человека. Идеально подходит для изучения cAMP-зависимой сигнализации, клеточного цикла и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PKA C-alpha (PRKACA)-S339 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CAFD1; PKACA; PPNAD4; Phospho-PKA C-alpha (PRKACA)-S339
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5566
ID гена	5566
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области S339 человеческого PKA C-альфа (PRKACA) (NP_002721.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P17612
Молекулярный вес белка	41 кДа
Доставка	Сумка со льдом