


Анти-Фосфо-Ркс Альфа (S319) Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P17252

Артикул: CM0000828



введение

Специфические к фосфорилированию поликлональные антитела кролика, направленные против РКС альфа, фосфорилированного по S319, для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагируют с человеческими, мышинными и крысиными белками. Идеально подходят для исследований в области сигнальных путей, онкологии и сердечно-сосудистой системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-РКС альфа-S319 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	AAG6, PKCA, PRKACA, PKC+/-, PKCalpha, PKC-alpha, Фосфо-РКС альфа-S319
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5578
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S319 человеческого РКС альфа (NP_002728.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17252
Молекулярный вес белка	77кДа
Доставка	Сумка со льдом