


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Phospho-Pkc Alpha-T638 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P17252

Артикул: CM0001410



введение

Фосфоспецифичное кроличье моноклональное антитело, распознающее человеческий PKC α , фосфорилированный по Thr638. Идеально подходит для Вестерн-блоттинга и ELISA, обеспечивая точный анализ активации PKC α в исследованиях рака, апоптоза и сердечно-сосудистой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PKC альфа-T638 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI +/-; PKCalpha; PKC-alpha; Phospho-PKC alpha-T638
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5578
ID гена	5578
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T638 человеческого PKC альфа.
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P17252
Молекулярная масса белка	77 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом