


Анти-Фосфо-Моноклональное Антитело Кролика Против Ркс Дельта S645 Для Вб, Ифа - Q05655

Артикул: CM0001762



введение

Фосфоспецифичное поликлональное антитело кролика, направленное против PKCδ, фосфорилированной по остатку S645, валидировано для ВБ и ИФА в пробах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований апоптоза и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PKC delta-S645 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; Phospho-PKC delta-S645
Вид	Человек
ID гена	5580 (Человек)
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S645 человеческой PKC дельта (NP_006245.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q05655
Молекулярная масса белка	78 кДа
Доставка	Холодильный пакет