

Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфо-Ркс Му (S744/748) Для Вб И Ифа - Q15139

Артикул: CM0001245

введение

Кроличья поликлональная антитело, специфичная к фосфорилированной РКС му/PRKD1 в области Ser744/748, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА в пробах человека, мыши и крысы. Полезна для изучения сигнальных путей РКС му и событий фосфорилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PKC mu-S744/748 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; Phospho-PKC mu-S744/748
Вид	Человек
GeneID (человек)	5587
GeneID	5587
Иммуноген	Синтетический пептид в области S744 и S748 мышинной РКС му (NP_032884.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15139
Молекулярная масса белка	102 кДа
Доставка	Холодовая упаковка