

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Фосфо-Ркс Му-S910 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q15139

Артикул: CM0001684

введение

Кроличыи поликлональные антитела против фосфорилированной PKC μ (S910), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА в клетках человека. Подходят для исследования сигналинга, опосредованного PKD/PRKD1, функции Гольджи и связанных патологий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PKC μ -S910, кроличыи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; Phospho-PKC μ -S910
Вид	Человек
ID гена	5587
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий району S910 PKC μ человека (NP_002733.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15139
Молекулярная масса белка	102 кДа
Доставка	С ледяным аккумулятором