


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Phospho-Pkc (Pan) (Gamma)-T514 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P05129 / P24723 / Q04759

Артикул: CM0001019



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к фосфорилированному T514 пан-изоформ PKC (альфа, бета, дельта, эпсилон, гамма, эта, тета). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований клеточной сигнализации, онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PKC (pan) (gamma)-T514 кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCG/PRKCH/PRKCQ; Phospho-PKC (pan) (gamma)-T514
Вид	Человек
GeneID	5578/5579/5580/5581/5582/5583/5588
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P05129/P24723/Q04759
Молекулярная масса белка	59-67 кДа/74-83 кДа
Доставка	Хладоэлемент