


Анти-Фосфо-Ркс (Пан) (Дзета)-Т410 Кроличья Раb - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P05129 / P24723 / P41743 / Q04759 / Q05513

Артикул: CM0000998



введение

Фосфоспецифическое поликлональное антитело кролика, нацеленное на фосфорилированный по Т410 РКС дзета и пан-РКС изоформы; валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) на образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований сигнальных путей и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PKC (pan) (zeta)-T410 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCG/PRKCH/PRKCI/PRKCQ/PRKCZ; Phospho-PKC (pan) (zeta)-T410
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5578/5579/5580/5581/5582/5583/5584/5588/5590
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в районе Т410 человеческого PRKCZ (NP_002735.3).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P05129/P24723/P41743/Q04759/Q05513
Молекулярный вес белка	46kDa/56-68kDa/74-83kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент