

Кроличье Моноклональное Антитело К Anti-Phospho-Pkc Zeta-T560 Для Wb, Elisa - Q05513

Артикул: CM0000699

введение

Фосфоспецифическое кроличье моноклональное антитело, направленное против PKC zeta в позиции Thr560, валидированное для WB и ELISA. Обнаруживает человеческий белок и перекрестно реагирует с крысиным. Идеально подходит для изучения сигналинга PKC zeta в клеточной полярности, активации NF-kB и инсулинового ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PKC zeta-T560 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	PKC2; PKC-ZETA; Phospho-PKC zeta-T560
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5590
GeneID	5590
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T560 человеческого PKC zeta (Q05513)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q05513
Молекулярный вес белка	68 кДа
Доставка	Сумка со льдом