

Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфо-Pkr/Eif2Ak2-T446 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Ифа - P19525

Артикул: CM0000797



введение

Кроличье поликлональное антитело против фосфорилированного PKR/EIF2AK2 (Thr446) для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ИФА. Определяет человеческую/мышиную мишень. Идеально для исследований врожденного иммунитета, противовирусного ответа и киназных сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PKR/EIF2AK2-T446 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; Фосфо-PKR/EIF2AK2-T446
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5610
GeneID	5610
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P19525
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом