


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Phospho-Pla2G4A-S505 Для Вб, Ифа — P47712

Артикул: CM0001127



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на Ser505 человеческого cPLA2-альфа (PLA2G4A). Реагирует с человеком, мышью, крысой. Валидировано для ВБ и ИФА. Идеально подходит для исследований воспалительных путей и изучения липидной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PLA2G4A-S505 кроличье pAb
Примечания/Алиасы	GURDP; cPLA2; PLA2G4; cPLA2-альфа; Phospho-PLA2G4A-S505
Вид	Человек
ID гена (человек)	5321
ID гена	5321
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P47712
Молекулярная масса белка	85 кДа
Доставка	Холодовый пакет