


Анти-Фосфо-PLC Гамма 1 (PLCγ1)-Y783 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb - P19174

Артикул: CM0001360



введение

Кроличий моноклональный антитело, распознающее фосфорилированный PLC гамма 1 в положении Tyr783. Валидирован для WB и ELISA с перекрестной реактивностью на мышь. Идеально подходит для изучения сигнальных путей RTK и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PLC гамма 1 (PLCG1)-Y783 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; Phospho-PLC гамма 1 (PLCG1)-Y783
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5335
GeneID	5335
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y783 человеческого Phospho-PLC гамма 1 (PLCG1)-Y783 (NP_877963.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P19174
Молекулярный вес белка	149кДа
Доставка	Сумка со льдом