


Моноклональное Антитело Anti-Phospho-Plc Gamma 2 (Plcg2)-Y759 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх, Ифа - P16885

Артикул: CM0001409



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, специфичное к фосфорилированному человеческому PLC gamma 2 (PLCG2) в позиции Y759. Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA; подходит для исследования опосредованной PLCG2 трансдукции сигнала в мембранных рафтах и функций иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y759 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2; Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y759
Вид	Человек
GeneID	5336
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе Y759 человеческого PLC gamma 2 (PLCG2) (NP_002652.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16885
Молекулярный вес белка	148 кДа
Доставка	Сумка со льдом