


Кроличье Моноклональное Антитело К Фосфо-Plcg2 (Y1217) Для Вб, Иф/Ицх, Ифа — P16885

Артикул: CM0000679



введение

Кроличье моноклональное антитело к фосфо-PLCG2 (Y1217), валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Реагирует с человеческой PLC-гамма-2. Идеально подходит для изучения тирозинной фосфорилирования в сигнальных путях В-клеточного рецептора и рецептора Fc.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PLC гамма 2 (PLCG2)-Y1217 кроличье моноклональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-гамма-2
Вид	Мышь
ID гена (человек)	5336
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий области Y1217 человеческой PLC гамма 2 (PLCG2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16885
Молекулярная масса белка	148 кДа
Доставка	Айс-пак