


Кроличьи Поликлональные Антитела Anti-Phospho-Plcg2 (Y759) Для Вб, Ифа - P16885

Артикул: CM0001459



введение

Фосфо-специфические кроличьи поликлональные антитела к человеческому PLCG2 (Y759) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Это антитело нацелено на ключевой фермент трансмембранной сигнализации, который продуцирует вторичные мессенджеры DAG и IP3. Идеально подходит для исследований сигнальной трансдукции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y759 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2; Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y759
Вид	Человек
ID гена	5336
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области Y759 человеческого PLC gamma 2 (PLCG2) (NP_002652.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16885
Молекулярная масса белка	148 кДа
Доставка	Холодильный пакет