


Кроличий Моноклональный Антитело Против Фосфо-Plk1-T210 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P53350

Артикул: CM0000858



введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого PLK1, фосфорилированного по Thr210. Получено с использованием синтетического фосфопептидного иммуногена. Идеально подходит для изучения клеточного цикла и митоза с помощью Вестерн-блоттинга и ИФА.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PLK1-T210 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	PLK; STPK13; Phospho-PLK1-T210
Вид	Человек
ID гена	5347 (Человек)
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе T210 человеческого PLK1 (P53350)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P53350
Молекулярный вес белка	68 кДа
Доставка	Сумка со льдом