


Поликлональные Антитела К Anti-Phospho-Polr2A Ctd-S2 Для Wb, Ip, Elisa - P24928

Артикул: CM0000948



введение

Кроличьи поликлональные антитела, распознающие человеческий POLR2A, фосфорилированный по Ser2 в повторе CTD (YSPTSPS). Валидированы для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА. Идеальны для изучения регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-POLR2A CTD-S2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5430
ID гена	5430
Иммуноген	Синтетический пептид Фосфоспецифический пептид, соответствующий остаткам, окружающим S2 повтора CTD человеческого POLR2A YSPTSPS.
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P24928
Молекулярный вес белка	217kDa
Доставка	Сумка со льдом