


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Phospho-Polr2A Ctd-S7 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа, Хип - P24928

Артикул: CM0000708



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на фосфорилирование по Ser-7 в CTD-домене POLR2A. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА, ХиП на образцах человека, мыши, крысы. Необходимо для изучения регуляции транскрипции РНК-полимеразой II и процессинга РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к фосфорилированному POLR2A (CTD-S7)
Примечания/Альтернативные названия	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDH1B; RplIL5; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5430
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий области, окружающей S7 в CTD-повторе YSPTSPS белка POLR2A человека
Источник	Кролик
Категория	Антитела к фосфорилированным белкам
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA), Хроматин-иммунопреципитация (ChIP)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24928
Молекулярная масса белка	217 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом