

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Phospho-Ppp1Ca (T320) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P62136

Артикул: CM0000476



введение

Кроличья поликлональное антитело к фосфорилированному PPP1CA (Thr320), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения фосфорилирования каталитической субъединицы PP1 α и сигнальных путей фосфатаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PPP1CA-T320 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; Phospho-PPP1CA-T320
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5499
GeneID	5499
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе T320 человеческого PPP1CA (NP_002699.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62136
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сухой лед