


Анти-Фосфо-Prrp1R12A (T853) Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O14974

Артикул: CM0001046



введение

Поликлональные антитела кролика, специфичные к фосфорилированному T853 белка PPP1R12A (MYPT1). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеальны для исследований миозинфосфатазы и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PPP1R12A-T853 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MBS; GUBS; M130; MYPT1; Phospho-PPP1R12A-T853
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4659
ID гена	4659
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области T853 человеческого PPP1R12A (NP_002471.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14974
Молекулярный вес белка	115кДа
Доставка	Сумка со льдом