

Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-Pten (S380) Для Вестерн-Блота, Ифа — P60484

Артикул: CM0000956



введение

Кроличье моноклональное антитело против фосфо-PTEN (S380) (P60484), валидированное для Вестерн-блота и ИФА; перекрестно реагирует с PTEN мыши. Позволяет изучать фосфорилирование PTEN в сигнальном пути PI3K-AKT, процессах опухолевой супрессии и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против фосфо-PTEN (S380)
Примечания/алиасы	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Phospho-PTEN-S380
Вид	Человек
ID гена	5728
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид в области S380 PTEN человека (P60484)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P60484
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом