


Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфо-Pten-S380/T382/383 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P60484

Артикул: CM0001623



введение

Кроличья поликлональное антитело против фосфо-PTEN-S380/T382/383, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с PTEN человека, мыши, крысы; нацелено на фосфорилированный супрессор опухолей PTEN в сигнальном пути PI3K-AKT.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PTEN-S380/T382/383 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Фосфо-PTEN-S380/T382/383
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5728
ID гена	5728
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S380, T382, T383 PTEN человека (NP_000305.3)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P60484
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом