

Кроличий Моноклональный Антитело К Anti-Phospho-Pten-S380/T382/T383 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P60484

Артикул: CM0001402



введение

Кроличье моноклональное антитело к Phospho-PTEN-S380/T382/T383 обнаруживает эндогенный PTEN, фосфорилированный по позициям S380/T382/T383. Валидировано для WB, IF-P, IHC-P, ELISA с реактивностью в отношении человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований пути PI3K-AKT и супрессоров опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PTEN-S380/T382/T383 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	BZS; DEC; CWS1; GLM2; МНАМ; ТЕР1; ММАС1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Phospho-PTEN-S380/T382/T383
Вид	Человек
GeneID (человек)	5728
GeneID	5728
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе S380 и T383 человеческого Phospho-PTEN-S380/T382/T383 (NP_000305.3).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P60484
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом