

Анти-Фосфо-Pten (Ser380) Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P60484

Артикул: CM0000651



введение

Поликлональные антитела кролика, полученные против синтетического фосфопептида вокруг аминокислоты S380 человеческого PTEN. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный PTEN, фосфорилированный по S380. Идеально подходят для изучения фосфорилирования PTEN в сигнальном пути PI3K/АКТ и подавлении опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PTEN-S380 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	BZS; DEC; CWS1; GLM2; МНАМ; ТЕР1; ММАС1; РТЕН1; 10q23del; РТЕНbeta; Phospho-PTEN-S380
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5728
ID гена	5728
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S380 человеческого РТЕН (NP_000305.3)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P60484
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом