


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Phospho-Ptk2B (Y402) Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q14289

Артикул: CM0001514



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к фосфорилированному по тирозину 402 PTK2B. Валидировано для вестерн-блота, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Обнаруживает PTK2B в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для изучения сигналинга интегрина, миграции клеток и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PTK2B-Y402 кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	PKB; PTK; CAKB; FAK2; PYK2; CADTK; FADK2; RAFTK; Phospho-PTK2B-Y402
Вид	Человек
ID гена (человек)	2185
ID гена	2185
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид в районе Y402 человеческого PTK2B (NP_004094.3)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q14289
Молекулярная масса белка	116 кДа
Доставка	Холодовая упаковка