

Поликлональное Антитело Против Фосфо-Ptpa-Y789 Для Вб, Ифа - P18433

Артикул: CM0000507



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против фосфо-PTPRA-Y789 для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с PTPRA человека, мыши и крысы. Полезно для исследований фокальных адгезий, опосредованных интегринами, и клеточных контактов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Phospho-PTPRA-Y789 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	LRP; HLPR; PTPA; HEPTP; HPTPA; RPTPA; PTPRL2; HPTPalph; R-PTP-alpha; Phospho-PTPRA-Y789
Вид	Человек
ID гена (человек)	5786
ID гена	5786
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области Y789 PTPRA человека (NP_543030.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P18433
Молекулярная масса белка	91 кДа
Доставка	Айс-бокс