

Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-Raf1-S259 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P04049

Артикул: CM0001530



введение

Кроличье моноклональное антитело к фосфо-Raf1-S259 для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА; обнаруживает человеческий и крысиный RAF1, фосфорилированный по серину 259. Подходит для изучения сигнального пути MAPK/ERK, пролиферации клеток и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Raf1-S259 кроличье моноклональное антитело
Примечания/Синонимы	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Phospho-Raf1-S259
Вид	Человек
ID гена (человек)	5894
ID гена	5894
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку S259 человеческого RAF1 (P04049)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифические антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P04049
Молекулярная масса белка	73кДа
Доставка	С ледяным пакетом