

Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Phospho-Raf1 (S259) Для Вб, Ип, Ифа - P04049

Артикул: CM0000442



введение

Кроличыи поликлональные антитела, специфично распознающие фосфорилированный Raf1 по остатку Ser259. Валидированы для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА на образцах человека. Идеально подходят для исследования сигнального пути MAPK, апоптоза и онкогенной трансформации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Raf1-S259 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Phospho-Raf1-S259
Вид	Человек
GeneID	5894
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области сайта S259 человеческого Phospho-Raf1-S259 (NP_002871.1)
Источник получения	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04049
Молекулярная масса белка	73 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающим льдом