

Кролино-Моноклональное Антитело К Anti-Phospho-Raf1-S621 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P04049

Артикул: CM0000569



введение

Фосфоспецифическое кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого Raf1 (c-Raf), фосфорилированного по серину 621. Валидировано для WB и ELISA; перекрестная реакция с крысой. Идеально подходит для изучения сигнального пути MAPK/ERK и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Raf1-S621 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Phospho-Raf1-S621
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5894
ID гена	5894
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S621 человеческого Phospho-Raf1-S621 (P04049)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифические антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P04049
Молекулярный вес белка	73кДа
Доставка	Сумка со льдом