

Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Raf1 (Ser621) - P04049

Артикул: CM0001876



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к фосфорилированному Raf1 по Ser621. Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ELISA. Распознает человеческий Raf1, ключевую киназу в сигналинге MAPK и онкогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Raf1-S621 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Phospho-Raf1-S621
Вид	Человек
GeneID (человек)	5894
GeneID	5894
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический фосфорилированный пептид вокруг S621 человеческого фосфо-Raf1-S621 (NP_002871.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04049
Молекулярная масса белка	73 кДа
Доставка	В пакете со льдом