


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Phospho-Rb-S780 Для IHC-P, Elisa - P06400

Артикул: CM0001144



введение

Фосфо-специфичное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок RB1, фосфорилированный по Ser780. Подходит для применений IHC-P и ELISA; реагирует с белками человека, мыши и крысы. Используется в исследованиях клеточного цикла и опухолевых супрессоров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-RB-S780 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S780
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5925
ID гена	5925
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S780 человеческого RB (P06400)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06400
Молекулярная масса белка	106 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом