


Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфо-Rb (S795) Для Вестерн-Блоттинга — P06400

Артикул: CM0001548



введение

Кроличья поликлональная антитело к фосфо-RB-S795, специфичная к ретинобластомному белку, фосфорилированному по серину 795, валидирована для ВБ, ИГХ-П, ИФА, реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-RB-S795 кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S795
Вид	Человек
GeneID (человек)	5925
GeneID	5925
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S795 человеческого RB (NP_000312.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06400
Молекулярная масса белка	106 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с холодоэлементом