


Кроличыи Моноклональные Антитела К Anti-Phospho-Rb-S807/811 Для Вестерн-Блоттинга - P06400

Артикул: CM0001031



введение

Кроличыи моноклональные антитела к Phospho-RB-S807/811 обнаруживают фосфорилированный RB в позициях S807/811 у человека и мыши, подходят для Вестерн-блоттинга (WB), IP, IF/ICC, IF-P и ИФА, поддерживают исследования клеточного цикла и супрессоров опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-RB-S807/811 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S807/811
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5925
ID гена	5925
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе S807 и S811 человеческого RB (NP_000312.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P06400
Молекулярный вес белка	106 кДа
Доставка	Сухой лед