


Анти-Фосфо-Rb (Ser780) Кроличье Поликлональное Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - P06400

Артикул: CM0001041



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на фосфорилированный RB (Ser780). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с RB человека, мыши, крысы. Подходит для исследований клеточного цикла и опухолевых супрессоров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-RB-S780 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Фосфо-RB-S780
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5925
GeneID	5925
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06400
Молекулярная масса белка	106 кДа
Доставка	В пакете со льдом