


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Phospho-Rb1 (S780) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P06400

Артикул: CM0001744



введение

Фосфоспецифическое кроличье моноклональное антитело против RB1 (S780). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с образцами человека и крысы. Поддерживает исследование контроля клеточного цикла и путей супрессии опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-RB-S780 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S780
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5925
ID гена	5925
Иммуноген	Синтетический пептид Фосфорилированный синтетический пептид, соответствующий остаткам, окружающим S780 человеческого RB.
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P06400
Молекулярный вес белка	106 кДа
Доставка	Сумка со льдом