


Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Rb1 (Ser807/Ser811) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P06400

Артикул: CM0001225



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на фосфорилированный RB1 по Ser807/Ser811. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Ключевой регулятор перехода G1/S клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-RB-S807/811 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S807/811
Вид	Человек
GeneID (человек)	5925
GeneID	5925
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид вокруг S807 & S811 человеческого RB (NP_000312.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06400
Молекулярная масса белка	106 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом