

Кроличыи Поликлональные Антитела К Фосфо-Ret (Tyr905) Для Wb И Elisa - P07949

Артикул: CM0000856



введение

Кроличыи поликлональные антитела к фосфо-RET (Tyr905) (WB, ELISA) выявляют человеческий белок RET, фосфорилированный по тирозину 905 — рецепторную тирозинкиназу, критически важную для пролиферации, миграции и выживания клеток. Подходят для исследований в области онкологии и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи пАт к фосфо-Ret-Y905
Примечания/Псевдонимы	PTC; MTC1; HSCR1; MEN2A; MEN2B; CDHF12; CDHR16; RET-ELE1; Phospho-Ret-Y905
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5979
GeneID	5979
Иммуноген	Синтетический пептид / Синтетический фосфорилированный пептид в области Y905 человеческого Ret (NP_066124.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07949
Молекулярная масса белка	124 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом