


Анти-Phospho-Ripk1 (S166) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - Q13546

Артикул: CM0001043



введение

Анти-Phospho-RIPK1 (S166) кроличий моноклональный антитело, валидированный для WB и ELISA. Обнаруживает человеческий RIPK1, фосфорилированный по серину 166. Идеально подходит для исследований клеточной смерти и воспалительной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-RIPK1-S166 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; Phospho-RIPK1-S166
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8737
ID гена	8737
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S166 человеческого RIPK1 (NP_003795.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13546
Молекулярный вес белка	75кДа
Доставка	Сумка со льдом