


Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Ripk1 (S166) Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q13546

Артикул: CM0001155



введение

Кроличье поликлональное антитело, распознающее фосфорилированный RIPK1 по Ser166 (человек, мышь). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA. Идеально для изучения TNF-опосредованного апоптоза, некроптоза и путей воспалительной передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-RIPK1/RIP-S166 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; Phospho-RIPK1/RIP-S166
Вид	Человек
ID гена	8737
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S166 человеческого RIPK1/RIP (NP_003795.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13546
Молекулярная масса белка	76 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом