


Анти-Фосфо-Rpa2-Ser33 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15927

Артикул: CM0000857



введение

Фосфоспецифическое кроличье моноклональное антитело против человеческого RPA2, фосфорилированного по Ser33, валидированное для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с RPA2 мыши и крысы. Идеально подходит для изучения путей репликации ДНК, репарации и сигнализации о повреждениях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-RPA2-Ser33 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34
Вид	Человек
GeneID	6118
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Ser33 человеческого RPA2 (NP_002937.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P15927
Молекулярный вес белка	29 кДа
Доставка	Сумка со льдом