


Анти-Фосфо-Rpa2 (T21) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - P15927

Артикул: CM0000894



введение

Фосфоспецифическое кроличье моноклональное антитело против человеческого RPA2, фосфорилированного по T21. Подходит для WB и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим и крысиным белками; обнаруживает полосу 29 кДа. Идеально подходит для изучения повреждений ДНК и репликации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-RPA2-T21 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34; Phospho-RPA2-T21
Вид	Человек
ID гена	6118
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области T21 человеческого RPA2 (P15927)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P15927
Молекулярный вес белка	29 кДа
Доставка	Сумка со льдом