


Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-Rps6 (Ser235) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа — P62753

Артикул: CM0001655



введение

Кроличье моноклональное антитело к фосфо-RPS6 (Ser235), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА. Обнаруживает фосфорилированный S6 у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований роста и пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Phospho-RPS6-S235, кроличье мкАнт
Примечания/Альясы	S6; eS6
Вид	Человек
GeneID (человек)	6194
GeneID	6194
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S235 человеческого RPS6 (NP_001001.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P62753
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Холодильный пакет