


## Поликлональные Антитела К Анти-Фосфорилированному Рибосомному Белку S6 (Rps6)-S235/236 Для Wb, Elisa - P62753

Артикул: CM0000710



### введение

Кроличы pAb к фосфорилированному рибосомному белку S6 (RPS6)-S235/236 для WB, ELISA. Валидированы на человеке, мыши, крысе. Обнаруживают фосфорилированный RPS6 в положениях Ser235/236. Идеальны для изучения роста клеток и контроля трансляции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличы pAb к фосфорилированному рибосомному белку S6 (RPS6)-S235/236       |
| Примечания/Псевдоним      | S6; eS6; Фосфорилированный рибосомный белок S6 (RPS6)-S235/236              |
| Вид                       | Человек                                                                     |
| GeneID (Человек)          | 6194                                                                        |
| GeneID                    | 6194                                                                        |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид в области S235 и S236 человеческого RPS6 (NP_001001.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                      |
| Категория                 | Фосфорилированные антитела                                                  |
| Применение                | WB, ELISA                                                                   |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                        |
| SWISS                     | P62753                                                                      |
| Молекулярный вес белка    | 29 кДа                                                                      |
| Доставка                  | В ледяном пакете                                                            |