


## Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-S6 Рибосомального Белка (Rps6)-S235/236 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P62753

Артикул: CM0001378



### введение

Фосфоспецифичное кроличье моноклональное антитело, распознающее фосфорилированный по S235/236 человеческий S6 рибосомальный белок (RPS6). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА с реактивностью к белкам человека, мыши и крысы. Идеально для изучения роста клеток и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье моноклональное антитело против фосфо-S6 рибосомального белка (RPS6)-S235/236                                                         |
| Примечания/Альтернативные названия | S6, eS6, Фосфо-S6 рибосомальный белок (RPS6)-S235/236                                                                                         |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                       |
| GeneID (Человек)                   | 6194                                                                                                                                          |
| GeneID                             | 6194                                                                                                                                          |
| Иммуноген                          | Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку вокруг S235 и S236 человеческого S6 рибосомального белка (RPS6) (NP_001001.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                        |
| Категория                          | Фосфорилированные антитела                                                                                                                    |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)                                        |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                          |
| SWISS                              | P62753                                                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка           | 29 кДа                                                                                                                                        |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                             |