


Антитела Кролика К Фосфорилированному Рибосомальному Белку S6 (Rps6)-S240/244 (Pab) Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P62753

Артикул: CM0000650



введение

Данные поликлональные антитела кролика выявляют эндогенные уровни RPS6 только при фосфорилировании по остаткам Ser240/244. Подходят для применения в методах WB, IHC-P, IP и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Исследовательский инструмент для изучения путей клеточного роста и пролиферации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Антитела кролика к фосфорилированному рибосомальному белку S6 (RPS6)-S240/244 (pAb)
Примечания/Синонимы	S6; eS6; фосфо-рибосомальный белок S6 (RPS6)-S240/244
Вид	Человек
GeneID (человек)	6194
GeneID	6194
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический фосфорилированный пептид в области S240 и S244 RPS6 человека (NP_001001.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P62753
Молекулярная масса белка	29 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом